



GIRONE C

TRICOLORE REGGIANA 2 - BOIARDO MAER 0

Campo Chiarino Cimurri La squadra di casa regola la Boiardo Maer 2-0. La rete di Lucano sblocca il risultato

Una Tricolore che guarda lontano

Il dg Tavaglione: "Applauso alla bandiera Battista Canu, da 8 anni con noi"



AMEDEO FAINO

LA BOIARDO non aveva molte speranze, la **Tricolore** classe 1998 è una squadra di buon livello che conta almeno quattro elementi destinati al piano più alto dei dilettanti. Una squadra di prestigio capace di occupare il secondo posto in campionato **Figg** e di candidarsi prepotentemente anche al passaggio del turno di **Fossil Cup**. Veniamo alla gara. Match subito in salita per la **Boiardo Maer** che fatica a mettere il naso oltre la linea di centrocampo. La **Tricolore Reggiana** sblocca il tabellone luminoso con la rete di **Lucano**, bravo ad inserirsi in area e a bucare l'estremo difensore con assoluta freddezza. Nella ripresa raddoppia **Mohseni** finalizzando una superlativa azione personale. Termina 2-0 per la **Tricolore Reggiana**, risultato giusto che premia i padroni di casa, protagonisti di una sorprendente prima parte di stagione. **Boiardo Maer**: grande cuore e grinta non sono bastati ad arginare i ragazzi della Rosta.

A FINE GARA

«Era veramente difficile fare di più, la **Tricolore** ha meritato i tre punti, noi abbiamo fatto il possibile ma quando siamo riusciti a prendere le misure al match il risultato era già compromesso» Così il dirigente **Fabio Barbieri** della **Boiardo**, l'accompagnatore di mister **Zanella** ha poi concluso: «Faremo il possibile in ogni gara ma sicuramente dobbiamo mettere in preventivo che le altre squadre del girone sono molto più forti sotto il piano tecnico. Noi possiamo inseguire l'impresa solo se riusciremo a dare sempre il massimo sotto il piano della grinta».

Soddisfatto invece **Mario Tavaglione**, il direttore generale della **Tricolore** ha apostrofato così il match: «Questi ragazzi sono veramente formidabili, tre anni fa hanno conquistato il primo posto in campionato, oggi possono qualificarsi ai regionali



Saverio Tavaglione, figlio di Mario, elemento prezioso per la squadra Allievi

TRICOLORE 2
BOIARDO MAER 0

Marcatori: 20' pt Lucano, 15' st Mohseni
Tricolore Reggiana: Giovannini, Contalbo, Lucano, Monari, Torti, Avanzini, Tavaglione, Mohseni, Bussi, Martilli, Di Marzo. A disposizione: Piro, Beltrami, Akhigbe. Allenatore: Battista Canu

Boiardo Maer: Barchi, Parrotta, Battini, Costi, Ugolotti, Guenounna Amine, Zanella, Lucenti, Pagano, Fornaro, Bonacini, Ferrari, Molla. Allenatore: Stefano Zanella

Arbitro: Fracassi
Note: gara disputata presso l'impianto in manto sintetico della **Tricolore Reggiana**



A sinistra mister Battista Canu in compagnia del v. presidente della **Tricolore Reggiana**

e lottare per proseguire anche alla **Fossil Cup**. Sono una delle migliori annate della **Tricolore Reggiana**» il celebre dirigente sportivo ha poi aggiunto: «Faccio i complimenti anche al mister

Battista Canu, allenatore che da ben 8 anni lavora con noi. Battista è uno di casa ai campi della **Tricolore**, una di quelle persone preziose per tutto il calcio dilettante della città» il manager ha

poi concluso: «**Canu** ha sposato il nostro progetto, riesce sempre a trasmettere quel legame particolare ai ragazzi, legame che diventa fortissimo tra ragazzi e colori della società».

MEDICINA IN CAMPO

Poliambulatorio Privato



Balotelli lo ha mostrato agli Europei, ma chiunque lo può utilizzare

Kinesio Taping, "bendare" il movimento migliora la prestazione

IN tanti ricordiamo l'immagine del calciatore Balotelli che, esultando dopo il gol agli Europei, si tolse la maglia e mostrò quei cerotti blu sulla schiena. Di cosa si trattava? **Kinesio Taping**, una metodologia che si basa sull'utilizzo di un particolare tipo di cerotto elastico in cotone che non rilascia alcun principio attivo ed è brevettato appositamente per il trattamento di lesioni di natura neurologica e/o ortopedica di molti atleti, ma anche di anziani e bambini. Il vantaggio rispetto ai tradizionali bendaggi è dovuto al fatto che si tratta di un prodotto elastico, non rigido, che consente di muoversi più liberamente e di sentirsi protetti; essendo in cotone (non contiene lattice), si riducono i rischi di sviluppare forme allergiche o di irritazione della pelle. Il **Kinesio taping** può, a seconda della posizione, della direzione e della tensione, inibire un muscolo sovraccaricato e contratto che sovrastimola i recettori dolorifici o viceversa stimolarne uno ipototonico (debole). Nella cura degli edemi è in grado di ridurre il dolore e facilitare il drenaggio linfatico scollando la cute dal sottocute. Il **tape** svolge anche un'importante funzione propriocettiva e proteggendo tendini e legamenti aiuta a mantenere un allineamento articolare corretto,

umentando la percezione di stabilità e migliorando la biomeccanica articolare. L'utilizzo del **tape** è indicato in numerose patologie e stati dolorosi come disfunzioni dell'articolazione temporo-mandibolare, spalla congelata, tendiniti, epicondiliti, epitrocleiti, distorsioni di caviglia e di ginocchio, patologie della cuffia dei rotatori, contratture muscolari, instabilità e sindromi femoro-rotulee, fasciiti plantari, torcicollo, edemi cronici e chirurgici, squilibri muscolari. Presso il **C.T.R.**, in abbinamento alle moderne tecniche di terapia manuale e terapia fisica, si utilizza il metodo **Kinesio Taping** per velocizzare la risoluzione delle varie problematiche. Questa metodica non sostituisce il trattamento riabilitativo, ma è di supporto al trattamento fisioterapico. Inoltre, avendo un effetto sui tessuti a seconda della tipologia di applicazione, per dare il massimo risultato ed evitare effetti indesiderati, va somministrato solamente da personale sanitario certificato e che abbia svolto i corsi idonei per poterlo applicare. A tale riguardo i terapisti del **C.T.R.** sono a disposizione degli atleti che necessitassero di applicazioni del bendaggio in conseguenza di traumi muscolari o distorsivi accusati durante l'attività sportiva.